



6 em cada **10** sentem dor na ferida



A dor tem sido relatada como um dos aspectos mais difíceis de lidar para os indivíduos com feridas e traz profundos impactos na vida da pessoa.

Indicado para tratar a ferida e reduzir a dor, Biatain® Ibu é uma espuma que contém ibuprofeno incorporado em sua estrutura. Liberado lentamente na Ferida, o ibuprofeno atua diretamente na área afetada aliviando a dor. Espuma com fármaco de ação local.



Ação

O Biatain Ibu atua gerenciando a umidade na ferida com a Tecnologia 3DFit e libera de forma contínua ibuprofeno, proporcionando o alívio da dor e promovendo o ambiente ideal de cicatrização. Pode ser usado em todas as fases da cicatrização da Ferida.



- Ação analgésica nociceptiva – Age reduzindo a produção de mediadores pró-inflamatórios (via COX-2). Libera Ibuprofeno no contato com exsudato ou pode ser umedecido com SF 0,9% estéril para liberação do ibuprofeno.
- Preenche o espaço morto formado entre o leito da ferida e o curativo reduzindo o risco de infecção – **ajuste até 2cm de profundidade com a Tecnologia 3DFit.**
- Absorve verticalmente e retém o exsudato prevenindo a maceração da borda.



Como usar

1. Prepare o leito da Ferida conforme orientação da instituição;
2. Aplique o produto com a face lisa em contato com a Ferida;
3. Fixe a espuma utilizando uma fita adesiva nas bordas ou utilize uma faixa. A espuma pode ser utilizada sob terapia compressiva ou bota de unha;
4. Disponível nos tamanhos 10x10cm, 15x15cm e 10x20cm;
5. A espuma deverá ser trocada a cada 7 dias ou quando apresentar sinais de saturação, ou seja, o exsudato estiver a menos de 1cm da borda.



Indicações



Feridas dolorosas, como: úlceras venosas, úlceras arteriais, lesão por pressão, feridas oncológicas, área doadora e lesões traumáticas com dor persistente.

Atenção



Contra Indicado em:

- Hipersensibilidade conhecida ao Ibuprofeno ou outros AINEs, Gestantes, Crianças menores de 12 anos, exceto por indicação de um profissional de saúde;
- Feridas Infectadas
- **Tempo de uso máximo:** 6 semanas
- **Quantidade máxima:** Até 12 espumas de 10x10cm com máximo de duas trocas em 24hs.