

Soluções para estomias

Brava[®] Removedor de Adesivos

Fácil
remoção



Uma vida melhor

Ostomy Care, Continence Care, Wound & Skin Care and Interventional Urology

 **Coloplast**



Índice

SenSura®

SenSura 1 peça	4
SenSura Convex Light 1 peça	
SenSura Xpro	
SenSura Xpro Convex Light	
SenSura Bolsas Coletoras	5
SenSura Pós-op	

Alterna®

Alterna Perfil 1 peça	6
Alterna Perfil Pediátrico 1 peça	
Alterna Perfil Mini Cap 1 peça	
Alterna Convex 1 peça	
Alterna Espiral TERA bases adesivas	
Alterna LongWear bases adesivas	
Alterna Convex Bases Adesivas	7
Alterna Bolsas Coletoras	
Alterna Sistema Fístula	
Alterna Sistema Irrigação	8
Alterna Conseal	

Easiflex®

Easiflex Bases Adesivas	9
Easiflex Bolsas Coletoras	
Easiflex Pediátrico Bases Adesivas	
Easiflex Pediátrico Bolsas Coletoras	

Adjuvantes Brava®

Brava Anel Moldável	10
Brava Pasta sem Álcool	
Brava Strip Paste	
Brava Fita Adesiva Elástica	11
Brava Cinto	
Brava Removedor de adesivos	
Brava Spray e Lenço Barreira	12
Brava Placa Protetora	
Brava Pó	
Brava Creme Barreira	
Brava Desodorante Lubrificante	13

Adjuvantes

Pasta para estomia	13
Filtrodor	
Clamp	

Agora temos novas soluções na linha de Adjuvantes Brava® da Coloplast



Brava® Spray e Lenço Removedor de adesivos

Brava® Removedor de adesivos diminui o risco de trauma mecânico na pele, permitindo que você e seus pacientes removam adesivos de maneira fácil e rápida.

Sem desconforto e sem deixar resíduos – não compromete a fixação do adesivo que será aplicado posteriormente.

Como utilizar o Brava® Spray Removedor de Adesivos

- Borrifar**

Borrife de cima para baixo ao longo da borda do adesivo.
- Remover**

Aguarde alguns segundos e retire o adesivo.
- Repetir**

Borrife novamente se necessário.

SenSura®

Sistemas de 1 e 2 peças para estomias intestinais e urinárias



- Base adesiva oval em dupla camada para maior proteção e redução de vazamentos.
- 5 zonas de flexibilidade nas bordas do adesivo que asseguram conforto e segurança.
- Exclusivo fechamento envelope com sistema Hide-away na bolsa drenável.
- Versão uro com sistema antirrefluxo, válvula de drenagem e multicâmaras exclusivas para melhor distribuição da urina.
- Para bolsa de duas peças acople seguro por um click audível.

SenSura® 1 peça

Código	Descrição	Cor	Recorte	Filtro	Capacidade	Quantidade por caixa
15470	Bolsa fechada	Transparente	10-76 mm	Sim	Maxi	30
15480	Bolsa fechada	Opaca	10-76 mm	Sim	Maxi	30
15570	Bolsa drenável	Transparente	10-76 mm	Sim	Maxi	30
15580	Bolsa drenável	Opaca	10-76 mm	Sim	Maxi	30
11804	Bolsa uro	Transparente	10-76 mm	Sim	Maxi	30

SenSura® Convex Light 1 peça

Código	Descrição	Cor	Recorte	Filtro	Capacidade	Quantidade por caixa
15206	Bolsa drenável	Transparente	15-43 mm	Sim	Maxi	10
11815	Bolsa uro	Transparente	15-43 mm	Sim	Maxi	10

SenSura® Xpro

Código	Descrição	Flange	Recorte	Quantidade por caixa	Encaixe
10015	Base plana	40 mm	10-35 mm	5	●
10025	Base plana	50 mm	10-45 mm	5	●
10035	Base plana	60 mm	10-55 mm	5	●
10045	Base plana	70 mm	10-65 mm	5	●

SenSura® Xpro Convex Light

Código	Descrição	Flange	Recorte	Quantidade por caixa	Encaixe
11015	Base convexa	40 mm	15-23 mm	5	●
11025	Base convexa	50 mm	15-33 mm	5	●
11035	Base convexa	60 mm	15-43 mm	5	●
11045	Base convexa	70 mm	15-53 mm	5	●

SenSura® Bolsas coletoras

Código	Descrição	Cor	Aro	Filtro	Capacidade	Qtd. caixa	Encaixe
10165	Bolsa fechada	Opaca	50 mm	Sim	Maxi	30	●
10166	Bolsa fechada	Opaca	60 mm	Sim	Maxi	30	●
10186	Bolsa fechada	Transparente	60 mm	Sim	Maxi	30	●
10364	Bolsa drenável	Opaca	40 mm	Sim	Maxi	30	●
10365	Bolsa drenável	Opaca	50 mm	Sim	Maxi	30	●
10366	Bolsa drenável	Opaca	60 mm	Sim	Maxi	30	●
10367	Bolsa drenável	Opaca	70 mm	Sim	Maxi	30	●
10384	Bolsa drenável	Transparente	40 mm	Sim	Maxi	30	●
10385	Bolsa drenável	Transparente	50 mm	Sim	Maxi	30	●
10386	Bolsa drenável	Transparente	60 mm	Sim	Maxi	30	●
10387	Bolsa drenável	Transparente	70 mm	Sim	Maxi	30	●
11854	Bolsa uro	Transparente	40 mm	Sim	Maxi	30	●
11855	Bolsa uro	Transparente	50 mm	Sim	Maxi	30	●
11856	Bolsa uro	Transparente	60 mm	Sim	Maxi	30	●
10374	Bolsa drenável	Transparente	40 mm	Sim	Midi	30	●
10375	Bolsa drenável	Transparente	50 mm	Sim	Midi	30	●

Para o encaixe perfeito do equipamento de estomia, a cor da base adesiva e da bolsa coletora deve ser a mesma na coluna "Encaixe".

SenSura® Pós-op



- Base adesiva oval em dupla camada para maior proteção e redução de vazamentos.
- 5 zonas de flexibilidade nas bordas do adesivo que asseguram conforto e segurança
- Janela integrada para fácil acesso ao estoma durante o período pós-operatório
- Drenagem eficiente que conecta facilmente à diversas bolsas de cama

SenSura® Pós-Op

Código	Descrição	Cor	Recorte	Capacidade	Quantid. por caixa
19010	Bolsa drenável estéril	Transparente	10-78 mm	680 ml	5
19011	Bolsa drenável estéril	Transparente	10-115 mm	725 ml	5
19020	Bolsa drenável não-estéril	Transparente	10-78 mm	680 ml	6
19021	Bolsa drenável não-estéril	Transparente	10-115 mm	725 ml	6

Alterna®

Sistema de 1 e 2 peças para estomias intestinais e urinárias



- Base adesiva espiral para maior segurança e adesivo amigável a pele.
- 6 zonas de flexibilidade nas bordas do adesivo que asseguram conforto e segurança
- Exclusivo fechamento com clamp adesivo individual na bolsa drenável.
- Versão uro com sistema antirrefluxo e válvula de drenagem.
- Para bolsa de duas peças acople seguro por um click audível.

Alterna® Perfil 1 peça

Cód. Novo	Descrição	Cor	Recorte	Filtro	Capacidade	Qtd. caixa
17477	Bolsa uro	Transparente	10-55 mm	Não	Maxi	30
17460	Bolsa drenável	Opaca	10-55 mm	Não	Midi	30
17450	Bolsa drenável	Opaca	10-70 mm	Não	Maxi	30
17461	Bolsa drenável	Transparente	10-55 mm	Não	Midi	30
17455	Bolsa drenável	Transparente	10-70 mm	Não	Maxi	30
17425	Bolsa fechada	Opaca	45 mm	Sim	Midi	30
17400	Bolsa fechada	Opaca	20-55 mm	Sim	Maxi	30
17405	Bolsa fechada	Opaca	10-70 mm	Sim	Maxi	30
17490	Bolsa drenável	Opaca	10-70 mm	Sim	Maxi	30
17491	Bolsa drenável	Transparente	10-70 mm	Sim	Maxi	30
17496	Bolsa drenável	Transparente	10-55 mm	Sim	Midi	30

Alterna® Perfil Pediátrico 1 peça

Cód. Novo	Descrição	Cor	Recorte	Filtro	Capacidade	Qtd. caixa
17467	Bolsa drenável	Transparente	10-35 mm	Não	Mini	30
17480	Bolsa uro	Transparente	10-35 mm	Não	Mini	20

Alterna® Perfil Mini Cap 1 peça

Cód. Novo	Descrição	Cor	Recorte	Filtro	Capacidade	Qtd. caixa
17444	Protetor	Opaca	20-55 mm	Sim	-	30

Alterna® Convex 1 peça

Cód. Novo	Descrição	Cor	Recorte	Filtro	Capacidade	Qtd. caixa
17482	Bolsa uro	Transparente	15-43 mm	Não	Maxi	10
17484	Bolsa uro	Transparente	18 mm	Não	Maxi	10
17486	Bolsa uro	Transparente	25 mm	Não	Maxi	10
17471	Bolsa drenável	Transparente	15-43 mm	Não	Maxi	10
17470	Bolsa drenável	Opaca	15-43 mm	Não	Maxi	10

Alterna® Espiral TERA bases adesivas

Código	Descrição	Flange	Recorte	Quantidade por caixa	Encaixe
17716	Base plana	40 mm	10-35 mm	5	●
17719	Base plana	50 mm	10-45 mm	5	●
17720	Base plana	60 mm	10-55 mm	5	●

Alterna® LongWear bases adesivas

Código	Descrição	Flange	Recorte	Quantidade por caixa	Encaixe
13171	Base plana	40 mm	10-35 mm	5	●
13181	Base plana	50 mm	10-45 mm	5	●
13191	Base plana	60 mm	10-55 mm	5	●

Alterna® Convex Bases adesivas					
Cód. Novo	Descrição	Flange	Recorte	Qtd. caixa	Encaixe
17743	Base convexa	40 mm	15 mm	5	●
17744	Base convexa	40 mm	18 mm	5	●
17745	Base convexa	40 mm	21 mm	5	●
17747	Base convexa	50 mm	25 mm	5	●
17748	Base convexa	50 mm	28 mm	5	●
17751	Base convexa	60 mm	35 mm	5	●
17750	Base convexa	60 mm	15-43 mm	5	●

Alterna® Bolsas coletoras						
Cód. Novo	Descrição	Cor	Aro	Capacidade	Qtd. caixa	Encaixe
17601	Bolsa fechada	Opaca	50 mm	Maxi	30	●
17602	Bolsa fechada	Opaca	60 mm	Maxi	30	●
17620	Bolsa drenável	Opaca	40 mm	Maxi	30	●
17621	Bolsa drenável	Opaca	50 mm	Maxi	30	●
17622	Bolsa drenável	Opaca	60 mm	Maxi	30	●
17624	Bolsa drenável	Transparente	50 mm	Maxi	30	●
17625	Bolsa drenável	Transparente	60 mm	Maxi	30	●
17641	Bolsa uro	Transparente	50 mm	Midi	20	●
17637	Bolsa uro	Transparente	40 mm	Maxi	20	●
17638	Bolsa uro	Transparente	50 mm	Maxi	20	●
17639	Bolsa uro	Transparente	60 mm	Maxi	20	●

Alterna® Sistema Fístula

- O facilitador do gerenciamento de fistulas abdominais.
- Coleta de forma passiva o efluente da fístula, protege a pele perifistular e mantém a ferida coberta, facilitando o seu tratamento.
- Um sistema completo composto e 1 filme protetor, 1 grade de demarcação, 1 bolsa coletora, 1 janela transparente, 1 canal de acesso e 1 clamp (1 bomba por caixa).



Sistema Fístula					
Código	Descrição	Cor	Recorte	Capacidade	Quantidade por caixa
14010	Bolsa de cama	Transparente	-	2 litros	10
14050	Sistema	Transparente	104-159 mm	Mini	6
14060	Sistema	Transparente	156-228 mm	Midi	3
14070	Sistema	Transparente	208-297 mm	Maxi	3

Métodos de controle intestinal para colostomia

Alterna® Sistema de Irrigação

- Sistema para irrigação da colostomia.
- Controle da saída do efluente para maior liberdade e autoconfiança.
- Termômetro integrado em bolsa com capacidade para 2 litros.
- Fácil de usar.
- Um kit completo composto de 1 nécessaire, 1 bolsa reguladora, 1 Colo Tip (cone), 2 mangas de irrigação aro 60 mm, 1 suporte para cinto (para sistemas 1 peça) e 1 cinto.



Alterna® Sistema de Irrigação

Código	Descrição	Cor	Aro	Capacidade	Quantidade por caixa
12830	Kit	-	60 mm	-	1
12836	Manga de irrigação	Transparente	60 mm	-	30

Alterna® Conseal (obturador)

- Plug 1 peça para oclusão da colostomia.
- Discrção máxima: sem ruídos, odores e bolsa coletora.
- Filtro de carvão ativado integrado.



Alterna® Conseal

Código	Comprimento do plug	Tamanho do estoma	Quantidade por caixa
1435	35 mm	20-35 mm	10
1445	45 mm	20-35 mm	10
1485	35 mm	35-45 mm	10
1495	45 mm	35-45 mm	10

Easiflex®

Sistema de 2 peças para estomias



- Acople adesivo sobre flange flotante.
- Modelo pediátrica é livre de resina animal.
- Base adesiva espiral para maior segurança e adesivo amigável a pele.
- 6 zonas de flexibilidade nas bordas do adesivo que asseguram conforto e segurança.

Easiflex® Bases adesivas

Cód. Novo	Descrição	Flange	Recorte	Qtd. caixa	Encaixe
17826	Base plana	70 mm	10-68 mm	10	●
17823	Base plana	90 mm	15-88 mm	5	●
17825	Base plana	50mm	10-48 mm	10	●

Easiflex® Bolsas coletoras

Cód. Novo	Cód. Antigo	Descrição	Cor	Aro	Capacidade	Qtd. por caixa	Encaixe
17803	14334	Bolsa fechada	Opaca	70mm	Extra-grande	30	●
	14357	Bolsa drenável	Transparente	50mm	Maxi	30	●
	14359	Bolsa drenável	Transparente	70mm	Extra-grande	30	●
	14362	Bolsa drenável	Opaca	50mm	Maxi	30	●
	14364	Bolsa drenável	Opaca	70mm	Extra-grande	30	●
	14378	Bolsa drenável	Transparente	90mm	Extra extra-grande	30	●
	14379	Bolsa drenável	Opaca	90mm	Extra extra-grande	30	●
	14554	Bolsa Uro	Transparente	50mm	475ml	30	●
	14554	Bolsa Uro	Transparente	50mm	475ml	30	●

Easiflex® Pediátrico Bases adesivas

Cód. Novo	Descrição	Flange	Recorte	Qtd. caixa	Encaixe
17828	Base plana	17 mm	0-15 mm	10	●
17829	Base plana	27 mm	0-25 mm	10	●

Easiflex® Pediátrico Bolsas coletoras

Código	Descrição	Cor	Aro	Capacidade	Quantid. por caixa	Encaixe
14681	Bolsa drenável	Transparente	17 mm	105 ml	30	●
14682	Bolsa drenável	Transparente	27 mm	150 ml	30	●
14691	Bolsa drenável	Ilustrada	17 mm	105 ml	30	●
14692	Bolsa drenável	Ilustrada	27 mm	150 ml	30	●

Para o encaixe perfeito do equipamento de estomia, a cor da base adesiva e da bolsa coletora deve ser a mesma na coluna "Encaixe".

Brava® Adjuvantes

Brava® Anel Moldável

- Nivela irregularidades cutâneas (dobras e vincos).
- Promove o selamento seguro entre o estoma e a base adesiva.
- Indicado para todos os tipos de estomas.
- Sem álcool. Não arde.



Código	Descrição	Quantidade por caixa
12030	2.0 mm	30
12042	4.2 mm	30

Brava® Pasta sem álcool

- Indicada para o preenchimento de cavidades e dobras cutâneas na área periestomal.



Sem álcool, não arde.

Brava® Pasta sem álcool

Código	Descrição	Quantidade por caixa
12050	60 g	1

Brava® Strip Paste

- Indicada para o preenchimento de cavidades e dobras cutâneas na área periestomal.



Sem álcool, não arde.

Brava® Pasta sem álcool

Código	Descrição	Quantidade por caixa
2655	6g	10

Brava® Fita Adesiva Elástica

- Adesivo flexível, elástico e macio, nos formatos curvo, Y e reto.
- Reforço à fixação e aderência do adesivo da bolsa de estomia e aumento da sensação de segurança.



Brava® Fita Adesiva Elástica

Código	Produto	Tamanho	Quantidade por caixa
12070	Formato Curvo	Único	20
12072	Formato Y	Único	20
12074	Formato Reto	Único	20

Brava® Cinto

- Maior segurança, conforto e discrição durante o uso do equipamento.
- Possui 3 cm de largura e comprimento facilmente ajustável até a extensão máxima de 100 cm (tamanho standard) e 135 cm (tamanho XG).
- Resiste até 60°C de temperatura durante a lavagem.



Brava® Cinto

Código	Descrição	Quantidade por caixa
0421	Extensão 100 cm (standard)	15
0422	Extensão 135 cm (EG)	15

Cuidado com a pele

Brava® Removedor de adesivos

- Removedor de adesivos a base de silicone
- Não contém álcool
- Seca em segundos



Brava® Removedor de adesivos

Código	Descrição	Quantidade por caixa
12010	50ml	1
12011	Lenço em sachê	30

Brava® Spray e Lenço Barreira

- Proteção da pele ao redor do estoma.
- Forma uma barreira contra os efluentes.
- Permite colagem de adesivo e seca em segundos.
- Sem álcool. Não arde.



Brava® Spray e Lenço Barreira

Código	Descrição	Quantidade por caixa
12020	50ml	1
12021	Lenço em sachê	30

Brava® Placa Protetora

- Protege a pele e absorve umidade, mantendo a pele seca.
- Previne distúrbios de pele e recupera a pele danificada por vazamentos.



Brava® Placa Protetora

Código	Descrição	Quantidade por caixa
3210	10 x 10 cm	10
3215	15 x 15 cm	5
3220	20 x 20 cm	5

Brava® Pó

- Para utilização sobre a pele periestomal macerada.
- Excelente absorção de umidade, exsudatos e efluentes.
- Mantém a pele seca evitando futuras irritações.



Brava® Pó

Código	Descrição	Quantidade por caixa
1907	25 g	16

Brava® Creme Barreira

- Tratamento ideal para a pele seca ou irritada por efluentes agressivos de estomias e fístulas.
- Hidrata, protege e recupera o pH natural da pele.
- Permite aderência de adesivos.



Brava® Creme Barreira

Código	Descrição	Quantidade por caixa
12000	60g	1

Facilidade para a rotina

Brava® Desodorante Lubrificante

- Neutraliza o odor característico dos efluentes e lubrifica a bolsa de estomia, auxiliando o seu esvaziamento.
- Evita o colapamento do equipamento coletor
- O efeito lubrificante auxilia o fluxo dos efluentes, assegurando o seu acondicionamento no fundo da bolsa e evitando o seu contato com a pele periestomal.



Brava® Desodorante Lubrificante

Código	Descrição	Quantidade por caixa
12061	240 ml	1

Adjuvantes

Pasta para Estomia

- Indicada para o preenchimento de cavidades e dobras cutâneas na área periestomal.



Pasta

Código	Descrição	Quantidade por caixa
2650	60 g	12

Filtrodor

- Filtro de carvão ativado com alta capacidade de neutralização de odor.
- Evita o balonamento da bolsa coletora que não apresenta o filtro integrado.



Filtrodor

Código	Descrição	Quantidade por caixa
0509	Cartela 10 unidades	300

Clamp

- Presilha plástica para bolsa de estomia.
- Indicada para o fechamento seguro da bolsa drenável.
- Extremidades arredondadas para maior conforto à pele.
- Fácil de usar e reutilizável.



Clamp

Código	Descrição	Quantidade por caixa
9500	-	20



Seu paciente, nosso cuidado.



O programa **Coloplast Ativa** acompanha você!



0800 285 8687



coloplastativa.com.br



loja.coloplast.com.br



Redes sociais

Estomia



Continência



Institucional

