


O que é melhor para o seu paciente?

Ajudando os usuários a superarem todos os desafios com a **linha de adjuvantes Brava®**

A linha de adjuvantes Brava® oferece soluções personalizadas para as necessidades individuais das pessoas com estomia e todos os produtos são de fácil utilização.

Todos os produtos da linha são projetados para facilitar o uso e podem ser usados com qualquer marca de equipamento de estomia.

Programa Coloplast Ativa: Seu paciente, nosso cuidado



Como o usuário pode se cadastrar no programa?



0800 285 8687 coloplastativa.com.br ativa@coloplast.com



O programa Coloplast Ativa é destinado a novos usuários com necessidades íntimas de saúde. Consulte a nossa central de atendimento para mais informações e cidades contempladas no programa.

A logo da Coloplast é uma marca registrada da Coloplast A/S. © 2019-07 Todos os direitos reservados Coloplast A/S, 3050 Humlebaek, Denmark

Soluções Brava®

Encontre os **Adjuvantes Brava®** que solucionam as necessidades de seus pacientes



Ajuste aos perfis corporais
Proteção contra vazamentos

Cuidado com a pele

Facilidade
para
rotina

<p>Brava® Anel Moldável</p>	<p>Brava® Pasta sem álcool</p>	<p>Brava® Strip Paste</p>	<p>Brava® Fita Adesiva Elástica</p>	<p>Brava® Cinto</p>	<p>Brava® Spray Removedor Brava® Lenço Removedor</p>	<p>Brava® Spray Barreira Brava® Lenço Barreira</p>	<p>Brava® Creme Barreira</p>	<p>Brava® Pó</p>	<p>Brava® Placa Protetora</p>	<p>Brava® Desodorante Lubrificante</p>
 <p>12030 (2.0 mm) 12042 (4.2 mm)</p>	 <p>12050</p>  <p>2655</p>	 <p>12070 12074 12072</p>	 <p>0421 - Standard 0422 - EG</p>	 <p>12010 12011</p>	 <p>12020 12021</p>	 <p>12000</p>	 <p>1907</p>	 <p>3210 (10x10 cm) 3215 (15x15 cm) 3220 (20x20 cm)</p>	 <p>12061</p>	
<p>Menos risco de vazamento com melhor ajuste.</p> <p>Promove um ótimo ajuste entre o equipamento coletor e a área periestoma, prevenindo vazamento.</p> <p>Vedação segura ao redor do estoma, sendo duradouro e altamente resistente à erosão.</p>	<p>Nivelamento seguro das irregularidades da pele.</p> <p>Preenche dobras e contornos da área periestoma</p> <p>Previne vazamentos por descolamento da base adesiva.</p>	<p>Promove segurança extra mantendo o equipamento de estomia mais estável.</p> <p>Previne que as bordas do adesivo se soltem ou se enrolem.</p> <p>Adesivo amigável a pele, absorve a umidade</p>	<p>A maneira segura de um melhor ajuste.</p> <p>Oferece discretamente segurança extra, ajudando a manter o equipamento coletor no lugar.</p> <p>Material macio e confortável.</p> <p>Ajustável para diferentes perfis abdominais.</p>	<p>Remoção rápida e fácil de adesivos, sem desconforto e sem deixar resíduos.</p> <p>Diminui o risco de trauma mecânico</p> <p>Não compromete a fixação de novos adesivos</p> <p>Composição à base de silicone, não causa ardor.</p>	<p>Protege contra vazamentos e adesivos.</p> <p>Cria uma camada "respirável" sobre a pele</p> <p>Protege a pele contra danos potenciais</p> <p>Seca em segundos, não interfere na aderência de adesivos.</p> <p>Composição à base de silicone, não causa ardor.</p>	<p>Hidrata e permite a aderência de adesivos.</p> <p>Efeito hidratante que auxilia na proteção e recuperação da pele ressecada ou irritada.</p> <p>Cria uma proteção duradoura na pele.</p>	<p>Previne que a umidade cause mais danos à pele.</p> <p>Tratamento de dermatite úmida.</p> <p>Absorve a umidade local mantendo a pele seca.</p>	<p>Camada extra de absorção e proteção contra ação dos efluentes.</p> <p>Protege a pele e absorve a umidade.</p> <p>Adesivo macio e flexível.</p>	<p>Efeito multi-lubrificante.</p> <p>Mascara o odor das fezes e lubrifica o interior da bolsa de estomia, evitando o colapamento.</p> <p>Facilita o esvaziamento da bolsa coletora.</p>	

